



ausgefahren
extended

eingefahren
retracted

Schlauch 4m vormontiert
Tubing 4m pre-mounted

Technische Daten / technical specifications

max. Traglast / max. load	2'500 N
max. Systembelastung / max. system load	abhängig von Pumpe / depending on pump
max. Hub / max. stroke	500 mm
max. stat. Biegemoment / max. static bending moment	Mbx stat. 420 Nm / Mby stat. 400 Nm
max. dyn. Biegemoment / max. dynamic bending moment	Mbx dyn. 170 Nm / Mby dyn. 150 Nm
Aussenprofil / outer profile	Stahl (RAL 9006) / steel (RAL 9006)
Innenprofil / inner profile	Stahl verzinkt / steel galvanized
Führungsart / type of guidance	Kugelführung (Stahl) / ball guide (steel)

09	02.05.2017	th	0944: Langloch Adapter TA neu 28.5mm, alt 20mm lang
08	08.02.2017	th	0924: TA 18, Kabeltülle entfernen
07	18.11.2014	sc	0795: Adapter TA neu mit Langloch
06	24.10.2013	sc	0724: Platte unten neu mit M10, M8-Gewinde entfallen
05	07.02.2013	sc	0690: neuer Name Tischbein TA 1840
04	29.02.2012	pk	0566: Zylinder neu mit Doppeldichtung
03	01.09.2011	pk	0536: Ms-Rohr verlängert
02	17.09.2009	pk	0325: Platte unten neu 8mm im Profil, alt 5mm
01	01.02.2008	md	0242: Platte unten M8 neu mit Abstand 40mm, alt 25mm

Index	Datum / Date	Name	Änderungsmittteilung / notification of change
GEZEICHNET / DRAWN	23.05.2006	pk	GEWICHT / WEIGHT 4.600 kg BEZEICHNUNG / ASSEMBLY NAME Tischbein TA 1850
GEPRÜFT / CHECKED	23.05.2006	mk	Table leg TA 1850